

Dispositivi Gas Medicali



Acoplamiento BS 5682

Descripción del producto

El acoplamiento BS cumple con BS 5682; a través del injerto es posible retirar el gas medicinal deseado del sistema médico-hospitalario; cada uno difiere en tamaño de tal manera que evita la intercambiabilidad y por lo tanto permite la asignación de cada acoplamiento individual a la respectiva salida de gas correspondiente.

Todos los materiales son compatibles con oxígeno, se suministran limpios y sin rastros de aceite, grasa o polvo.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Reglamentos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | CSN 85 2762

Componentes

Cuerpo en latón niquelado químicamente específico para cada gas.

Marcado del tipo de gas en el cuerpo.

Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
HI044	O ₂	En línea	G1/4" F R	0.08 kg
HI045	Air 400	En línea	G1/4" F R	0.08 kg
HI046	N ₂ O	En línea	G1/4" F R	0.08 kg
HI047	Vac	En línea	G1/4" F R	0.08 kg
HI048	Air 800	En línea	G1/4" F R	0.08 kg
HI038	O ₂	En línea	Manguera Ø6 mm	0.06 kg
HI039	Air 400	En línea	Manguera Ø6 mm	0.06 kg
HI040	N ₂ O	En línea	Manguera Ø6 mm	0.06 kg
HI041	Vac	En línea	Manguera Ø8 mm	0.06 kg
HI042	Air 800	En línea	Manguera Ø6 mm	0.06 kg
HI038A	O ₂	90° codo	Manguera Ø6 mm	0.13 kg
HI039A	Air 400	90° codo	Manguera Ø6 mm	0.13 kg
HI040A	N ₂ O	90° codo	Manguera Ø6 mm	0.13 kg

Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
HI041A	Vac	90° codo	Manguera Ø8 mm	0.13 kg
HI042A	Air 800	90° codo	Manguera Ø6 mm	0.13 kg

Las imágenes técnicas

