

Dispositivi Gas Medicali



Estante

Descrizione del prodotto

El portacilindros se utiliza para fijar uno o más cilindros de gas comprimido de 40/50 l a una pared; se fabrica en varios tipos de 1, 2 y 3 plazas y está equipado con una cadena con mosquetón para posicionar los cilindros de forma segura y evitar así caídas accidentales.

También es posible combinar varios racks de diferentes tipos para los requisitos de espacio o simplemente para aumentar el número de cilindros a instalar.

Componentes

Soporte para carcasa de cilindro y anclaje a pared en acero inoxidable AISI 316 satinado.

Cadena para sujetar cilindros en Aluzinc.

Mosquetones de sujeción.

Datos técnicos

CÓDIGO	NUMERO DE ASIENTOS	PESO
HS026A	1	1,1 kg
HS026	2	2,0 kg
HS027	3	3,2 kg

