

Dispositivi Gas Medicali



Flussometro alta portata per ossigeno 0 - 30 l/min


 Organismo Notificato n. 0476
 Notified Body nr. 0476

Descrizione del prodotto

Flussometro ad area variabile ad alta portata per ossigeno; scala da 0 - 30 l/min, lettura scala da 4 a 30 l/min; può essere connesso alla rete di distribuzione del gas medicale tramite innesti in accordo alle normative AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS 8752430 o filettatura G 1/4" M DX; il dispositivo permette, tramite la regolazione della valvola a spillo, un flusso da 0 a 30 l/min ad una pressione di 4,5 bar; uscita Flussometro G 1/4" M DX, M 12x1,25 M DX 9/16". L'accuratezza del flusso a qualsiasi graduazione del Flussometro è compresa entro il $\pm 10\%$ del valore letto o $\pm 0,5$ L/min quale dei due maggiore.

Normative di riferimento

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15002 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430

Componenti

- Corpo interno in alluminio nichelato chimicamente.
- Corpo esterno in MAKROLON certificato uso medicale.
- Galleggiante a sfera in acciaio INOX AISI 316.
- Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.
- Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX, 9/16".
- Valvola a spillo di regolazione in ottone, con terminale in MAKROLON certificato uso medicale.
- Manopola in ABS.
- O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.
- Colonna rotametrica graduata interna e colonna esterna in MAKROLON certificato uso medicale.

Dati tecnici

CODICE	GAS	CONNESSIONE INGRESSO	CONNESSIONE USCITA	SCALA	BAR	N. REPERTORIO
HF080	O ₂	G 1/4" M	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578342/R
HF081	O ₂	UNI 9507	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578345/R
HF082	O ₂	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578347/R
HF082M	O ₂	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25 M	0-30 l/min	4,5	2578349/R
HF083	O ₂	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578350/R
HF084	O ₂	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578353/R

Dati tecnici

CODICE	GAS	CONNESSIONE INGRESSO	CONNESSIONE USCITA	SCALA	BAR	N. REPERTORIO
HF084A	O ₂	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578354/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F. e P.I.** 01167840998