

Dispositivi Gas Medicali

Portagomma per regolatore RVB

Descrizione del prodotto

Il portagomma completo di dado si connette direttamente al regolatore di vuoto RVB per collegare il regolatore di vuoto direttamente ad un tubo di aspirazione senza utilizzare il vaso di sicurezza.



Normative di riferimento

UNI EN ISO 10079-3 | UNI EN ISO 15001

Componenti

Dado e portagomma in ottone nichelati chimicamente.
O-Ring in EPDM PEROX.

Dati tecnici

CODICE	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA
H0568A	G 1/2" F DX	Tubo da Ø 8 mm