

# Dispositivi Gas Medicali



## Flussometri singolo per ossigeno 0 - 15 l/min, 0-30l/min per ambulanza


 Organismo Notificato n. 0476  
 Notified Body nr. 0476

### Descrizione del prodotto

Flussometro ad area variabile per il dosaggio dell'ossigeno; scala da 0 - 15 l/min o 0 - 30 l/min; può essere connesso all'impianto o al sistema di distribuzione ossigeno su ambulanze tramite idonei innesti in accordo alle normative AFNOR NF S 90-116, UNI 9507 o filettatura G 1/4" M DX; il dispositivo permette, tramite la regolazione della valvola a spillo, un flusso da 0 a 15 l/min o 0 a 30l/min ad una pressione di 4,5 bar; uscita flussometro G 1/4" M DX o M 12x1,25 M

DX. L'accuratezza del flusso a qualsiasi graduazione del flussometro è compresa entro il  $\pm 10\%$  del valore letto o  $\pm 0,5$  L/min quale dei due maggiore.

Sono disponibili in versione con barra o senza barra

### Normative di riferimento

NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 5359 | UNI EN ISO 15002 | UNI EN ISO 15001

### Componenti

Corpo in alluminio nichelato chimicamente.

Galleggiante a sfera in acciaio INOX AISI 316.

Ingresso con innesto gas specifico o filettatura G 1/4" M DX.

Uscita filettata G 1/4" M DX o M12x1.25 M DX.

Valvola a spillo di regolazione in ottone, con terminale in MAKROLON e manopola in ABS.

O-Ring di tenuta in EPDM e silicone.

Colonna rotametrica graduata interna e colonna esterna in MAKROLON.

Supporto barra in ABS

1,5 m di tubo in gomma medica  $\varnothing 6 \times 12$

### Dati tecnici

CODICE	GAS	MODELLO	CONNESSIONE INGRESSO	CONNESSIONE USCITA	SCALA	BAR	RDM
HF076	O <sub>2</sub>	SENZA BARRA	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2578331/R
HF077	O <sub>2</sub>	SENZA BARRA	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2578333/R
HF081	O <sub>2</sub>	SENZA BARRA	UNI 9507	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578345/R
HF082	O <sub>2</sub>	SENZA BARRA	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578347/R

## Dati tecnici

CODICE	GAS	MODELLO	CONNESSIONE INGRESSO	CONNESSIONE USCITA	SCALA	BAR	RDM
HF109	O <sub>2</sub>	CON BARRA	UNI 9507 - 90° - 1,5 m di tubo	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2578392/R
HF110	O <sub>2</sub>	CON BARRA	AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m di tubo	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5	2578394/R
HF113	O <sub>2</sub>	CON BARRA	UNI 9507 - 90° - 1,5 m di tubo	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578404/R
HF114	O <sub>2</sub>	CON BARRA	AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m di tubo	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5	2578406/R

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F. e P.I.** 01167840998