



Engate NIST ISO 18082

Descrição do produto

O engate NIST está em conformidade com a norma UNI EN ISO 18082:2018 e permite retirar o gás medicinal desejado do sistema médico-hospitalar. O tamanho de cada um é diferente, para evitar a intercambialidade e, portanto, permite a atribuição de cada engate à respetiva saída de gás correspondente.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Normativos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 18082

componentes

Corpo de latão CW617N niquelado quimicamente.

Seeger de aço zincado.

O-Ring em EPDM PEROX.

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	SAÍDA	LIGAÇÃO	PESO
HI059	Air-800	90°	Porta-borracha Ø 6 mm	0.16 kg
HI093	O ₂	90°	Porta-borracha Ø 6 mm	0.16 kg
HI094	Air	90°	Porta-borracha Ø 6 mm	0.16 kg
HI095	N ₂ O	90°	Porta-borracha Ø 6 mm	0.16 kg
HI096	Vac	90°	Porta-borracha Ø 8 mm	0.16 kg
HI097	CO ₂	90°	Porta-borracha Ø 6 mm	0.16 kg
HI060	Air-800	Em linha	G1/4" F R	0.14 kg
HI080	O ₂	Em linha	G1/4" F R	0.14 kg
HI081	Air	Em linha	G1/4" F R	0.14 kg

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	SAÍDA	LIGAÇÃO	PESO
HI082	N ₂ O	Em linha	G1/4" F R	0.14 kg
HI083	Vac	Em linha	G1/4" F R	0.14 kg
HI084	CO ₂	Em linha	G1/4" F R	0.14 kg
HI086	O ₂	Em linha	Porta-borracha Ø 6 mm	0.12 kg
HI087	Air	Em linha	Porta-borracha Ø 6 mm	0.12 kg
HI088	Air-800	Em linha	Porta-borracha Ø 6 mm	0.12 kg
HI089	N ₂ O	Em linha	Porta-borracha Ø 6 mm	0.12 kg
HI090	Vac	Em linha	Porta-borracha Ø 8 mm	0.12 kg
HI091	CO ₂	Em linha	Porta-borracha Ø 6 mm	0.12 kg

Imagens técnicas



