

# Dispositivi Gas Medicali

## Разъем LEAF - NIST ISO 18082



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Описание изделия



Разъем новой линии блока выводов LEAF, соответствующий NIST ISO 18082, отвечает требованиям функциональности, безопасности, инновационности и дизайна; разъем имеет латунный корпус и систему блокировки вставной резьбовой муфты; фланец для соединения с базой имеет регулировку, позволяя размещать концевой блок в нужном положении; закрепление на блоке является простым, а техобслуживание быстрым, благодаря тому, что при обслуживании заменяется один-единственный готовый картридж (не взаимозаменяемый); благодаря встроенной системе NFC облегчается отслеживание и управление техобслуживанием при помощи приложения MyBehringer, устанавливаемого на смартфон.

### Действующие нормативы

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | UNI EN ISO 18082

### Компоненты

Корпус из латуни CW614N  
Зажим и базовый соединительный фланец из АБС.  
Пружины и фильтр из нерж. стали.  
Кольцевое уплотнение из EPDM и перокса.


### Kit di manutenzione

| CODE      | GAS | DESCRIPTION                                    |
|-----------|-----|------------------------------------------------|
| HK210NI00 | All | MAINTENANCE CARTRIDGE NIST LEAF SOCKET - N ° 8 |

## Технические данные

| CODE         | GAS     | FLOW RATE | MAXIMUM PRESSURE DROP | WEIGHT  |
|--------------|---------|-----------|-----------------------|---------|
| HP301NIA8BEH | Air-800 | 350 l/min | 0,70 bar              | 0.16 kg |

## Технические иллюстрации



Sistema di manutenzione rapido/ easy maintenance system

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

T +39 010 8309103

F +39 010 8309183

e-mail [info@behringer.it](mailto:info@behringer.it)

C.F. e P.I. 01167840998