

# Dispositivi Gas Medicali

## Acoplamiento SS 8752430



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Descripción del producto

El acoplamiento SS cumple con la norma sueca SS 8752430; permite retirar el gas medicinal deseado del sistema médico-hospitalario; también disponible con rosca hembra G 1/4".

Todos los materiales son compatibles con oxígeno, se suministran limpios y sin rastros de aceite, grasa o polvo.



## Reglamentos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

## Componentes

Cuerpo de latón niquelado químicamente, específico para cada gas.

## Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
HI112SSA4	Air	En línea	Manguera Ø10	0.02 kg
HI112SSA8	Air-800	En línea	Manguera Ø10	0.02 kg
HI112SSCD	CO <sub>2</sub>	En línea	Manguera Ø8	0.02 kg
HI112SSM1	Mix 1	En línea	Manguera Ø8	0.02 kg
HI112SSN4	N <sub>2</sub> 400	En línea	Manguera Ø8	0.02 kg
HI112SSNO	N <sub>2</sub> O	En línea	Manguera Ø8	0.02 kg
HI112SSOX	O <sub>2</sub>	En línea	Manguera Ø8	0.02 kg
HI112SSVA	Vac	En línea	Manguera Ø12	0.02 kg
HI113SSA4	Air	En línea	G1/4" F R	0.03 kg
HI113SSA8	Air-800	En línea	G1/4" F R	0.03 kg
HI113SSCD	CO <sub>2</sub>	En línea	G1/4" F R	0.03 kg

## Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
HI113SSM1	Mix 1	En línea	G1/4" F R	0.03 kg
HI113SSN4	N <sub>2</sub> 400	En línea	G1/4" F R	0.03 kg
HI113SSNO	N <sub>2</sub> O	En línea	G1/4" F R	0.03 kg
HI113SSOX	O <sub>2</sub>	En línea	G1/4" F R	0.03 kg
HI113SSVA	Vac	En línea	G1/4" F R	0.03 kg