


Dispositivi Gas Medicali



BLOQUE BASE AFNOR FR

Descrizione del prodotto

El bloque base AFNOR FR se utiliza para el montaje de enchufes AFNOR FR para la distribución de gases medicinales en hospitales; el bloque base es de fundición a presión y se puede conectar al sistema con un tubo de soldadura de Ø 10 mm; tiene una junta de gas específica para alojar la toma Afnor Fr Behringer del mismo gas; completo con válvula de retención.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Reglamentos

UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001

Componentes

Cuerpo y contraventana de latón.
Tubo de cobre para soldar Ø 10 mm.
Junta tórica en EPDM PEROX.
Muelle de acero inoxidable.

Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	Ø TUBE	PESO
HP187	O ₂	10 mm	0.19 kg
HP188	Air	10 mm	0.19 kg
HP189	Vac	10 mm	0.19 kg
HP190	N ₂ O	10 mm	0.19 kg
HP191	CO ₂	10 mm	0.19 kg
HP192	N ₂ 400	10 mm	0.19 kg

