

Dispositivi Gas Medicali



UNIDAD TERMINAL BS 5682

Descrizione del prodotto

La unidad terminal, cumple con la norma BS 5682; constituye la parte final del sistema de distribución de gas comprimido; el dispositivo es específico para el bloque base Behringer.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Reglamentos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI CEI EN ISO 13485 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

Componentes

Componentes en latón niquelado químicamente.

Soltar la tuerca anular y el conector de la manguera en latón niquelado.

Resortes de acero inoxidable.

Junta tórica en EPDM PEROX.

Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	CAUDAL	CAÍDA MÁXIMA DE PRESIÓN	PESO
HP050	O ₂	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP051	Air	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP052	N ₂ O	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP053	Vac	25 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP054	Air-800	350 l/min	0,70 bar	0.12 kg