


# Dispositivi Gas Medicali



## Acoplamiento DIN 13260-2

### Descripción del producto

El acoplamiento DIN cumple con la norma DIN 13260-2; permite retirar el gas medicinal deseado del sistema médico-hospitalario.

Cada uno difiere en tamaño de tal manera que se evita la intercambiabilidad y por lo tanto permite la asignación de cada acoplamiento individual a la respectiva salida de gas correspondiente.

Todos los materiales son compatibles con oxígeno, se suministran limpios y sin rastros de aceite, grasa o polvo.



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

## Reglamentos

UNI EN ISO 9170-1 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001

## Componentes

Cuerpo de latón niquelado químicamente, específico para cada gas.

Marcado del tipo de gas en el cuerpo.

## Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
HI061	O <sub>2</sub>	A 90°	Manguera Ø6 mm	0.09 kg
HI062	Air	A 90°	Manguera Ø6 mm	0.09 kg
HI063	Vac	A 90°	Manguera Ø8 mm	0.09 kg
HI064	N <sub>2</sub> O	A 90°	Manguera Ø6 mm	0.09 kg
HI066	CO <sub>2</sub>	A 90°	Manguera Ø6 mm	0.09 kg
HI067	O <sub>2</sub>	En línea	G1/4" F	0.08 kg
HI068	Air	En línea	G1/4" F	0.08 kg
HI069	Vac	En línea	G1/4" F	0.08 kg
HI070	N <sub>2</sub> O	En línea	G1/4" F	0.08 kg
HI072	CO <sub>2</sub>	En línea	G1/4" F	0.08 kg

