


# Dispositivi Gas Medicali



## BLOQUE BASE AFNOR FR



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Descrizione del prodotto

El bloque base AFNOR FR se utiliza para el montaje de enchufes AFNOR FR para la distribución de gases medicinales en hospitales; el bloque base es de fundición a presión y se puede conectar al sistema con un tubo de soldadura de Ø 10 mm; tiene una junta de gas específica para alojar la toma Afnor Fr Behringer del mismo gas; completo con válvula de retención.

### Reglamentos

UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001

### Componentes

Cuerpo y contraventana de latón.  
Tubo de cobre para soldar Ø 10 mm.  
Junta tórica en EPDM PEROX.  
Muelle de acero inoxidable.

### Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	Ø TUBE	PESO
HP187	O <sub>2</sub>	10 mm	0.19 kg
HP188	Air	10 mm	0.19 kg
HP189	Vac	10 mm	0.19 kg
HP190	N <sub>2</sub> O	10 mm	0.19 kg
HP191	CO <sub>2</sub>	10 mm	0.19 kg
HP192	N <sub>2</sub> 400	10 mm	0.19 kg

