

# Dispositivi Gas Medicali



## UNIDAD TERMINAL BS 5682

### Descrizione del prodotto

La unidad terminal, cumple con la norma BS 5682; constituye la parte final del sistema de distribución de gas comprimido; el dispositivo es específico para el bloque base Behringer.



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

## Reglamentos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI CEI EN ISO 13485 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

## Componentes

Componentes en latón niquelado químicamente.  
Soltar la tuerca anular y el conector de la manguera en latón niquelado.  
Resortes de acero inoxidable.  
Junta tórica en EPDM PEROX.

## Datos técnicos

CÓDIGO	GAS	CAUDAL	CAÍDA MÁXIMA DE PRESIÓN	PESO
HP050	O <sub>2</sub>	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP051	Air	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP052	N <sub>2</sub> O	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP053	Vac	25 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP054	Air-800	350 l/min	0,70 bar	0.12 kg