




Équipement de gaz médical



RACCORD DIN 13260-2

Description du produit

L'accouplement DIN est conforme à la norme DIN 13260-2; grâce au greffon, il est possible de retirer le gaz médicinal souhaité du système médico-hospitalier ; chacun diffère en taille de manière à empêcher l'interchangeabilité et permet donc l'affectation de chaque raccord individuel à la sortie de gaz correspondante respective.

Tous les matériaux sont compatibles avec l'oxygène, livrés propres et exempts de traces d'huile, de graisse ou de poussière.



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Règlementation

UNI EN ISO 9170-1 | DIN 13260-2 | UNI EN ISO 15001

Composants

Corps en laiton nickelé chimiquement spécifique à chaque gaz.
Marquage du type de gaz sur le corps.

Caractéristiques techniques

CODE	GAZ	SORTIE	CONNEXION
HI061	O ₂	90° coude	Raccord de tube Ø 6 mm
HI062	Air	90° coude	Raccord de tube Ø 6 mm
HI063	Vac	90° coude	Raccord de tube Ø 8 mm
HI064	N ₂ O	90° coude	Raccord de tube Ø 6 mm
HI066	CO ₂	90° coude	Raccord de tube Ø 6 mm
HI067	O ₂	En ligne	G1/4" F R
HI068	Air	En ligne	G1/4" F R
HI069	Vac	En ligne	G1/4" F R
HI070	N ₂ O	En ligne	G1/4" F R
HI072	CO ₂	En ligne	G1/4" F R

