



Équipement de gaz médical



Bloc de base LEAF - SIDE HOSE HOLDER



Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Description du produit

Le bloc de base de la gamme d'unités terminales LEAF est unique pour toutes les prises de toutes les normes : français NF-S 90-116, anglais BS 5682, allemand DIN 13260-2, suédois SS 8752430 et Nist aria 800 ; installation simple et réglable en 6 positions grâce à la prédisposition de n. 6 trous pour la fixation ; une fois le bloc de base fixé dans la position choisie, la douille peut être tournée dans la bonne position ; l'entrée latérale avec raccord de tuyau permet un montage facile dans les poutres de tête de lit ou pour d'autres installations où l'utilisation de raccords flexibles est nécessaire ; le bloc de base est fourni complet avec une prise pour le test.

Règlementation

UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001

Composants

- Bloc de base en laiton.
- Support gaz spécifique en AISI316.
- Boule en AISI316.
- Joint torique en EPDM PEROX.
- Bouchon ABS.

Caractéristiques techniques

CODE	GAZ	Ø TUBE	POIDS
HP300A4SH	Air	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300A8SH	Air-800	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300ARSH	Ar	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300CDSH	CO ₂	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300M1SH	Mix O ₂ /N ₂ O	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300N4SH	N ₂	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300NOSH	N ₂ O	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300O9SH	O ₂ 93	Ø 6 mm	0.11 kg
HP300OXSH	O ₂	Ø 6 mm	0.11 kg

Caractéristiques techniques

CODE	GAZ	Ø TUBE	POIDS
HP300VASH	Vac	Ø 8 mm	0.11 kg

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY

T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F. e P.I.** 01167840998