

# Dispositivi Gas Medicali

## Innesto SS 8752430


 Organismo Notificato n. 0476  
 Notified Body nr. 0476

### Descrizione del prodotto



L'innesto SS è conforme alla normativa Swedish SS 8752430; esso permette di prelevare il gas medicinale desiderato dall'impianto medico-ospedaliero; disponibile anche con filetto G 1/4" Femmina.

Tutti i materiali sono compatibili con l'ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.

### Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 15001 | SS 8752430

### Componenti

Corpo in ottone nichelato chimicamente, specifico per ogni gas.

### Dati tecnici

CODICE	DESCRIZIONE	USCITA	GAS	PESO	RDM
HI112SSA4	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	Air	0.02 kg	2599975/R
HI112SSA8	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	Air- 800	0.02 kg	2599976/R
HI112SSCD	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	CO <sub>2</sub>	0.02 kg	2599978/R
HI112SSM1	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	Mix 1	0.02 kg	2599979/R
HI112SSN4	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	N <sub>2</sub> 400	0.02 kg	2599980/R
HI112SSNO	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	N <sub>2</sub> O	0.02 kg	2599981/R
HI112SSOX	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	O <sub>2</sub>	0.02 kg	2599983/R
HI112SSVA	INNESTO A PORTAGOMMA SS	Dritto	Vac	0.02 kg	2599985/R
HI113SSA4	INNESTO SS Air400 ¼" F	¼" F	Air	0.03 kg	2599986/R
HI113SSA8	INNESTO SS Air800 ¼" F	¼" F	Air-800	0.03 kg	2599987/R
HI113SSCD	INNESTO SS CO <sub>2</sub> ¼" F	¼" F	CO <sub>2</sub>	0.03 kg	2599989/R

## Dati tecnici

CODICE	DESCRIZIONE	USCITA	GAS	PESO	RDM
HI113SSM1	INNESTO SS Mix1 ¼" F	¼" F	Mix 1	0.03 kg	2599990/R
HI113SSN4	INNESTO SS N2 400 ¼" F	¼" F	N <sub>2</sub> 400	0.03 kg	2599991/R
HI113SSNO	INNESTO SS N2O ¼" F	¼" F	N <sub>2</sub> O	0.03 kg	2599992/R
HI113SSOX	INNESTO SS O2 ¼" F	¼" F	O <sub>2</sub>	0.03 kg	2599994/R
HI113SSVA	INNESTO SS Vac ¼" F	¼" F	Vac	0.03 kg	2599996/R