

Dispositivi Gas Medicali

Innesto UNI 9507/AFNOR NF S90-116 per impianti ambulanza



Descrizione del prodotto

L'innesto permette di prelevare il gas medicinale desiderato dall'impianto ambulanza.

Ognuno si differenzia dimensionalmente in modo tale da impedire l'intercambiabilità e pertanto consente l'assegnazione di ogni singolo innesto alla rispettiva presa del gas corrispondente.

Tutti i materiali sono compatibili con l'ossigeno, forniti puliti e privi di tracce di olio, grasso o polveri.

Disponibili con uscita IN LINEA O A 90° in portagomma da Ø6 o filettato G1/4" F DX.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | NF S 90-116 | UNI 9507 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI EN ISO 15001 | FD S 90-119

Componenti

Corpo in ottone nichelato chimicamente.

Etichetta specifica per ogni gas.

Ghiera in ABS grigio per AFNOR NF S 90-116

Molla in acciaio INOX per AFNOR NF S 90-116

Dati tecnici

CODICE	NORMA DI RIFERIMENTO	GAS	USCITA	CONNESSIONE USCITA	TIPOLOGIA	RDM
HI010	UNI 9507	O ₂	In linea	Portagomma Ø6 mm		2599299/R
HI026	UNI 9507	O ₂	A 90°	Portagomma Ø6 mm		2599850/R
HI015	UNI 9507	O ₂	In linea	G1/4" F DX		2599843/R
HI001	AFNORS 90-116	O ₂	In linea	Portagomma Ø6 mm	SENZA ANTIBASCULAGGIO	2599895/R
HI073	AFNORS 90-116	O ₂	90°	G1/4" F DX	CON ANTIBASCULAGGIO	2599913/R
HI020	AFNORS 90-116	O ₂	In linea	Portagomma Ø6 mm	SENZA ANTIBASCULAGGIO	2599906/R

