



# Equipamento de gás medicinal



## Tomada BS 5682

### Descrição do produto

A tomada é o componente final do sistema de distribuição de gás comprimido. O utilizador pode ligar uma sonda à tomada para usar o gás. A tomada é específica para o tipo de gás e estão disponíveis vários perfis, dependendo do gás usado, pelo que não é possível trocar as tomadas e as sondas. A tomada está em conformidade com a norma BS 5682. Todos os materiais são compatíveis com oxigénio, fornecidos limpos e isentos de quaisquer vestígios de óleo, gordura ou pó.



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476

### Normativos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI EN ISO 9170-2 | UNI CEI EN ISO 13485 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001

### componentes

Tomada e base em latão CW617N niquelado quimicamente.  
Porca com olhal de abertura e flange de ligação à base em NYLON.  
Molas em aço inoxidável.  
Junta circular EPDM PEROX

### Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	CAUDAL	PERDA DE CARGA MÁXIMA	PESO
HP050	O <sub>2</sub>	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP051	Air	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP052	N <sub>2</sub> O	40 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP053	Vac	25 l/min	0,15 bar	0.12 kg
HP054	Air-800	350 l/min	0,70 bar	0.12 kg