

Equipamento de gás medicinal

Tomada UNI 9507

Descrição do produto


Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476


A tomada é o componente final do sistema de distribuição de gás comprimido. O utilizador pode ligar uma sonda à tomada para usar o gás. A tomada é específica para o tipo de gás e estão disponíveis vários perfis, dependendo do gás usado, pelo que não é possível trocar as tomadas e as sondas. A tomada está em conformidade com a norma UNI 9507. Todos os materiais são compatíveis com oxigénio, fornecidos limpos e isentos de quaisquer vestígios de óleo, gordura ou pó.

Normativos

UNI EN ISO 9170-1 | UNI 9507 | UNI EN ISO 15001

componentes

Corpo em latão CW614N niquelado quimicamente.
Porca com olhal em ABS cromado com etiqueta específica para cada gás.
Filtro em aço inoxidável.
Molas em aço inoxidável.
Junta circular em EPDM PEROX.

Dados técnicos

CÓDIGO	GÁS	CAUDAL	PERDA DE CARGA MÁXIMA	PESO
HP201	O ₂	40 l/min	0,15 bar	6.20 kg
HP202	Air	40 l/min	0,15 bar	6.20 kg
HP203	Vac	25 l/min	0,15 bar	6.20 kg
HP204	N ₂ O	40 l/min	0,15 bar	6.20 kg
HP205	Air-800	350 l/min	0,70 bar	6.20 kg
HP206	CO ₂	40 l/min	0,15 bar	6.20 kg
HP207	N ₂ 400	40 l/min	0,15 bar	6.20 kg

