

Equipamento de gás medicinal



Caixa de interrupção de gás

Descrição do produto

Caixa para válvulas de interrupção disponível em duas versões: para montagem na parede ou encastrada. O painel frontal tem janelas transparentes que permitem facilmente ler a pressão e verificar o estado das válvulas. O painel frontal é bloqueado com uma chave triangular e possui um sistema de emergência de abertura por pressão. Orifícios para tubos de ENTRADA/SAÍDA na parte superior ou inferior. Dois modelos: um até 3 saídas de gás e outro até 5 saídas de gás. A pedido, a caixa pode ser fornecida com um compartimento isolado para alarme dedicado (kit de alarme incorporado no módulo de

interrupção). O produto é fabricado em aço galvanizado lacado a branco, resistente a riscos.

Normativos

UNI EN ISO 7396-1

Dados técnicos

CÓDIGO	N.º DE SAÍDAS DE GÁS	TIPO	PESO
CAR3GAREASTC	3	EXTERNO	3.40 kg
CAR3GAREAINCC	3	ENCASTRADA	3.20 kg
CAR5GAREASTC	5	EXTERNO	4.90 kg
CAR5GAREAINCC	5	ENCASTRADA	4.60 kg

Imagens técnicas



